

Agitador rotatorio 683 | Roll and tilt stirrer 683

Marca|Trademark: Nahita

El agitador rotatorio Nahita es ideal para agitar muestras de sangre, líquidos viscosos o suspensiones de sólidos en las que se requiere una mínima aireación y constituye además un aparato potente y silencioso que puede funcionar durante varias horas sin necesidad de controlarlo. Presenta 7 rodillos que realizan simultáneamente movimientos de rotación y balanceo consiguiendo en conjunto un efecto de onda sinusoidal que proporciona una agitación cuidadosa y esmerada de los tubos. Además, la velocidad regulable entre 10 y 80 rpm y la posibilidad de agitar diversos tipos de tubos permiten al agitador rotatorio Nahita adaptarse cómodamente a las necesidades del usuario.

The Nahita roll and tilt stirrer is ideal for mixing blood samples, viscous substances and liquid solid suspensions where minimum aeration is required. It also constitute a powerful and silent unit which can run continuously for many hours unattended. The stirrer presents 7 rollers with simultaneous rolling and rocking motion getting sinusoidal wave effect that ensures a thorough mixing motion. Moreover adjustable speed between 10 and 80 rpm and the possibility of accommodate various types of tubes make the Nahita roll and tilt stirrer perfectly adaptable to user necessities.



Referencia / Code	50683000
Rango de velocidad / Speed range	10-80 rpm
Número rodillos / Number of rollers	7
Largo rodillos / Roller length	240 mm
Alimentación / Power	220 V / 50 Hz
Dimensiones / Dimensions	400x250x100 mm
Peso / Weight	4 Kg

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.