

## Agitador basculante | Oscillating stirrer

Agitador especialmente indicado para el uso en laboratorios de hematología, gracias a su plataforma de agitación dotada de un movimiento de balanceo perpendicular a la superficie de la mesa. La velocidad es suave y constante permitiendo una óptima agitación de las muestras. La plataforma presenta una bandeja de goma de quita y pon con ranuras para evitar el deslizamiento de los tubos.

Marca|Trademark: Nahita

This stirrer is especially suitable for use in laboratories of Haematology thanks to its platform provided with a rocking motion up and down. The stirring speed is soft and constant ensuring an optimal shaking of samples. The platform is coated with a removable rubber tray that avoids tubes to slide.



Referencia / Code	50683010
Capacidad / Capacity	12 tubos / 12 tubes
Tamaño máx. tubos (ØxL) / Max. tube size (ØxL)	20x170 mm
Velocidad de agitación / Shaking speed	15 rpm
Plataforma / Platform	255x175 mm
Dimensiones (LxAxH) / Dimensions (LxWxH)	350x200x95 mm

\*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

\*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.