

Agitadores magnéticos sin calefacción | **Magnetic stirrers without heating**

Marca|**Trademark:** Nahita

Agitadores magnéticos sin calefacción para usos generales en el laboratorio que permiten agitar distintos volúmenes máximos dependiendo del modelo. Todos ellos disponen de un panel frontal con mando de regulación de la velocidad de agitación y piloto indicador de funcionamiento, e incluyen un imán teflonado.

Magnetic stirrers without heating for general purposes in laboratory and with different maximum stirrable volumes depending on the model. All of them are provided with a frontal panel with speed adjustment knob and operation pilot light, and include a teflonated magnet.

Modelo 680/1 | **Model 680/1**

Marca|**Trademark:** Nahita

Pequeño agitador fabricado con carcasa de plástico y de tamaño realmente compacto para ahorrar el máximo espacio en su laboratorio. Permite agitar volúmenes de hasta 1 L. Incluye imán teflonado de 6x25 mm (ØxL).

Small stirrer with plastic body and really small footprint to save the maximum space in the laboratory. It allows stirring volumes up to 1 L and includes a teflonated magnet of 6x25 mm (ØxL).



Referencia / Code	50680010
Modelo / Model	680/1
Volumen máx. / Max. volume	1000 mL
Velocidad / Speed	100-2000 rpm
Dimensiones placa Plate dimensions	100 mm Ø
Alimentación / Power	220 V / 50 Hz
Dimensiones (LxAxH) Dimensions (LxWxH)	150x100x110 mm
Peso / Weight	1.5 Kg

Modelo 680/9 | **Model 680/9**

Marca|**Trademark:** Nahita

Agitador magnético en mueble metálico con una amplia superficie de agitación que permite la utilización de distintos tipos de recipientes. Permite agitar volúmenes de hasta 2 L. Incluye imán teflonado de 6x25 mm (ØxL).

Magnetic stirrer with metallic body and a wide stirring plate to allow the use of different types of recipients. It allows stirring volumes up to 2 L and includes a teflonated magnet of 6x25 mm (ØxL).



Referencia / Code	50680090
Modelo / Model	680/9
Volumen máx. / Max. volume	2000 mL
Velocidad / Speed	10-2000 rpm
Dimensiones placa Plate dimensions	200x150 mm
Alimentación / Power	220 V / 50 Hz
Dimensiones (LxAxH) Dimensions (LxWxH)	200x150x100 mm
Peso / Weight	2 Kg

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.

Modelo 680/6 | [Model 680/6](#)Marca|[Trademark](#): Nahita

Agitador magnético de construcción metálica y gran potencia preparado para usos intensivos y resistente a las agresiones químicas. Permite la agitación de grandes volúmenes con un máximo de 10 L. Incluye imán teflonado de 7x27 mm (ØxL).

Powerful magnetic stirrer with metallic body, suitable for intensive uses and resistant to chemicals. It allows stirring large volume up to 10 L and includes a teflonated magnet of 7x27 mm (ØxL).



Referencia / Code	50680060
Modelo / Model	680/6
Volumen máx. / Max. volume	10000 mL
Velocidad / Speed	100-2000 rpm
Dimensiones placa Plate dimensions	175x175 mm
Alimentación / Power	220 V / 50 Hz
Dimensiones (LxAxH) Dimensions (LxWxH)	300x190x110 mm
Peso / Weight	3.5 Kg

Modelo 680/8 | [Model 680/8](#)Marca|[Trademark](#): Nahita

Multiagitador magnético de construcción metálica con 4 puestos distintos de agitación. El panel frontal presenta mandos de regulación y pilotos indicativos de funcionamiento independientes para cada puesto de agitación. Permite agitar volúmenes de hasta 3 L en cada puesto. Incluye 4 imanes teflonados de 6x30 mm (ØxL).

Magnetic multistirrer with metallic body and 4 different stirring positions. The frontal panel is provided with speed adjustment knobs and operation pilot lights independent for each stirring position. It allows stirring volumes up to 3 L in each position and includes 4 teflonated magnets of 6x30 mm (ØxL).



Referencia / Code	50680080
Modelo / Model	680/8
Volumen máx. / Max. volume	10000 mL
Velocidad / Speed	100-2000 rpm
Dimensiones placa Plate dimensions	400x300 mm
Alimentación / Power	220 V / 50 Hz
Dimensiones (LxAxH) Dimensions (LxWxH)	300x400x90 mm
Peso / Weight	6 Kg

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.