

Serie 5061 y 5062 | Series 5061 and 5062

Marca|Trademark:Nahita



Serie / Series: 5062



Serie / Series: 5061

Prácticas y cómodas balanzas de diseño limpio y ergonómico. Con una precisión de 0.1 g (serie 5061) y 0.01 g (serie 5062) están especialmente indicadas para usos generales en el laboratorio.

- Diseño compacto y ligero con carcasa fabricada en plástico de alta calidad
- Pantalla retroiluminada con grandes dígitos para lectura fácil y cómoda de los resultados
- Amplio plato de pesada (13 cm diámetro) fabricado en acero inoxidable
- Paravientos de plástico desmontable con orificio en la parte superior para adición de muestra (sólo serie 5062)
- Patas roscadas y burbuja de nivel para perfecta nivelación de la balanza
- Sensor de bandas extensiométricas
- Indicador de estabilización en pantalla
- Unidades de pesada: gramos (g), quilates (ct), onzas (oz) y libras (lb)
- Función de tara sustractiva en todo el rango de pesada
- Función de recuento de piezas con número de referencia seleccionable
- Calibración mediante pesa externa (pesa de calibración incluida en serie 5062)
- Funcionamiento mediante adaptador (incluido) o mediante pila (no incluida)

Useful and easy-to-use balances with a clean and ergonomic design. With a readability of 0.1 g (series 5061) and 0.01 g (series 5062) they are specially suited for general purposes in laboratory.

- Compact and light design; they are made of high quality plastic
- Back-light display with large digits for easily and comfortably reading results
- Large weighing pan (13 cm diameter) made of stainless steel
- Detachable windbreak protection made of plastic with a hole in the upper part for adding the sample (only series 5062)
- Threaded legs and bubble level for a proper leveling of the balance
- Strain gauge type sensor
- Stabilization indicator on display
- Weighing units: grams (g), carats (ct), ounces (oz) and pounds (lb)
- Tare function in the whole weighing range
- Piece counting function with different reference quantities available
- Calibration by external weight (calibration weight included in series 5062)
- Operation with AC adapter (included) or with batteries (not included)

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.

Serie 5061 | [Series 5061](#)

| | | | | |
|--|--|----------|----------|----------|
| Referencia / Code | 55061250 | 55061310 | 55061320 | 55061330 |
| Capacidad / Capacity | 500 g | 1000 | 2000 g | 3000 |
| Sensibilidad / Readabilty | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g | 0.1 g |
| Rango de Tara / Tare range | 0-500 g | 0-1000 g | 0-2000 g | 0-3000 g |
| Unidades pesada / Weighing units | g, ct, oz y lb | | | |
| Calibración / Calibration | Por pesa externa (no incluida) / With external weight (not included) | | | |
| Diámetro plato / Pan diameter | 13 cm | | | |
| Alimentación / Power | Adaptador CA, 220 V / Pila, 9V / AC adapter, 220 V / Battery, 9 V | | | |
| Dimensiones (LxAxH) / Dimensions (LxWxH) | 27x20x8 cm (aprox.) | | | |
| Peso / Weight | 1.2 Kg (aprox) | | | |

Serie 5062 | [Series 5062](#)

| | | | | |
|--|---|----------|----------|----------|
| Referencia / Code | 55062230 | 55062250 | 55062310 | 55062320 |
| Capacidad / Capacity | 300 g | 500 | 1000 g | 2000 |
| Sensibilidad / Readabilty | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g | 0.01 g |
| Rango de Tara / Tare range | 0-300 g | 0-500 g | 0-1000 g | 0-2000 g |
| Unidades pesada / Weighing units | g, ct, oz y lb | | | |
| Calibración / Calibration | Por pesa externa (incluida) / With external weight (included) | | | |
| Diámetro plato / Pan diameter | 13 cm | | | |
| Alimentación / Power | Adaptador CA, 220 V / Pila, 9V / AC adapter, 220 V / Battery, 9 V | | | |
| Dimensiones (LxAxH) / Dimensions (LxWxH) | 27x20x8 cm (aprox.) | | | |
| Peso / Weight | 1.2 Kg (aprox.) | | | |

Accesorios | [Accesories](#)

Marca | [Trademark](#): Nahita

Bandejas de pesada

Prácticas bandejas de poliestireno, desechables, especialmente diseñadas para su uso en los procesos de pesada por su ligereza a la vez que resistencia, permitiendo un cómodo y práctico uso. Se presentan en bolsas de 500 unidades.

Weighing trays

Useful and practical weighing trays made of polystyrene; disposable, light and resistant, they are specially aimed to be used during weighing tasks. Available in bags of 500 units



Ref. / Code: 40350080



Ref. / Code: 40350045

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.