

Balanzas de precisión serie 5032 | **Prescision balances serie 5032**

Marca|Trademark:Nahita

Balanzas de mueble metálico y plato de pesada en acero inoxidable, con pantalla de fácil lectura y teclado hermético resistente a la caída de líquidos. Incluye burbuja de nivel y patas roscadas para perfecta equilibración de la balanza, lo que asegura medidas fiables. Realiza pesadas en gramos (g), kilogramos (kg), libras (lb), onzas (oz), pennyweights (dwt), granos (GN), quilates (ct), tolas (t), y tael (tl) con la tara sustractiva en todo el rango de pesada. Cuentan con funciones de recuento de piezas, porcentaje y pesada de animales y la calibración es automática con pesa de ajuste externo (no incluida). Incorporan salida RS232 para transmisión e impresión de datos, y la alimentación se produce mediante adaptador externo (incluido).

Made of metal they provided with a digital screen for facilitate Reading, stainless steel pan and an hermetically sealed keyboard in order to avoid liquid splashes. They include spirit level and screwed legs for a perfect balance of the instrument, thus ensuring reliable readings. Weighings are done in grams (g), kilograms (kg), ounces (oz), penny weights (dwt), grains (GN),carat (ct), tolas (t) and tael (tl), including subtractive tare in all weighing range. With counting-piece and percentage functions as well as animal weighing. Automatic calibration can be done with an external adjusting mass (not included). These balances are provided an RS 232 output for transmission and data printing. Power supply by means of an external adapter (included).



Referencia / Code	55032250	55032300	55032320
Capacidad / Capacity	500 g	1000 g	2000 g
Sensibilidad / Readability	0.01 g	0.01 g	0.01 g
Rango tara / Tare range	0/500 g	0/1000 g	0/2000 g
Dimensiones plato / Pan size	150 mm		
Alimentación / Power supply	Adaptador CA 220 V / AC adapter 220 V		
Dimensiones / Dimensions	195x310x85 mm		

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.