

Balanzas de precisión serie 5033 | Precision balances serie 5033

Marca|Trademark:Nahita

Las balanzas de precisión ofrecen la solución perfecta para aquellas aplicaciones de laboratorio que requieran pesadas con una elevada y excelente precisión (1 mg). De construcción robusta y diseño compacto, su rápida estabilización ahorra tiempo y asegura medidas fiables en el trabajo diario de laboratorio:

- Sensor electromagnético de gran precisión y fiabilidad
- Mueble metálico y plato de pesada de acero inoxidable; pantalla de fácil lectura y teclado resistente a la caída de líquidos
- Burbuja de nivel y patas roscadas para perfecta equilibración de la balanza, lo que asegura medidas fiables
- Urna de cristal con puertas deslizantes para asegurar una absoluta precisión en la pesada
- Tara sustractiva en todo el rango de pesada
- Pesada en gramos (g), miligramos (mg), onzas (oz) y quilates (ct)
- Funciones de pesada, recuento de piezas y cálculo de porcentaje
- Calibración automática con pesa externa (incluida)
- Salida RS232 para transmisión e impresión de datos

Precision balances offer the perfect solution for those laboratory applications that require weighing tasks with high and excellent accuracy (1 mg). With a robust and compact design, its rapid stabilization saves time assures reliable measurements in the daily lab work.

- Electromagnetic sensor with a high precision and reliability
- External metallic structure and stainless steel weighing pan; easy-to-read display and hermetically sealed keyboard to avoid liquids entrance
- Level (bubble) and screwed legs for a perfect balance of the equipment to assure reliable readings.
- Glass windbreak protection with sliding doors to assure the accuracy of measurement
- Weighing in grams (g), milligrams (mg), ounces (oz) and carats (ct)
- Subtractive tare in all the weighing range
- Weighing, piece counting and percentage functions
- Automatic calibration with external weight (included)
- RS232 output for transmission and data printing



Referencia / Code	55033210	55033220	55033230	55033250
Capacidad / Capacity	100 g	200 g	300 g	500 g
Sensibilidad / Readability		0.001 g		
Repetibilidad / Repeatability		± 0.001 g		
Linealidad / Linearity		± 0.002 g		
Diámetro de plato / Pan diameter		90 mm		
Dimensiones cámara / Chamber dimensions		178x178x184 mm		
Dimensiones exteriores / External dimensions		310x195x250 mm		
Peso / Weight		6.7 Kg		

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.