

Las balanzas analíticas ofrecen la solución perfecta para aquellas aplicaciones de laboratorio que requieran pesadas con una elevada y excelente precisión (0.1 mg). De construcción robusta y diseño compacto, su rápida estabilización ahorra tiempo y asegura medidas fiables en el trabajo diario de laboratorio.

Analytical balances offer the perfect solution for those laboratory applications that require weighing tasks with high and excellent accuracy (0.1 mg). With a robust and compact design, its rapid stabilization saves time assures reliable measurements in the daily lab work.

Calibración externa | [External calibration](#)

Marca|[Trademark](#):Nahita



- Mueble metálico y plato de pesada de acero inoxidable; pantalla de fácil lectura y teclado resistente a la caída de líquidos
- Burbuja de nivel y patas roscadas para perfecta equilibración de la balanza, lo que asegura medidas fiables
- Urna de cristal con puertas deslizantes para asegurar una absoluta precisión en la pesada
- Tara sustractiva en todo el rango de pesada
- Pesada en gramos (g), miligramos (mg), onzas (oz) y quilates (ct)
- Funciones de pesada, recuento de piezas y cálculo de porcentaje
- Con salida RS232 para transmisión e impresión de datos
- Posibilidad de realizar pesadas por debajo
- Calibración automática con pesa externa (incluida)

- External metallic structure and stainless steel weighing pan; easy-to-read display and hermetically sealed keyboard to avoid liquids entrance
- Level (bubble) and screwed legs for a perfect balance of the equipment to assure reliable readings.
- Glass windbreak protection with sliding doors to assure the accuracy of measurement
- Weighing in grams (g), milligrams (mg), ounces (oz) and carats (ct)
- Subtractive tare in all the weighing range
- Weighing, piece counting and percentage functions
- With RS232 output for data transmission and printing
- Possibility of performing below weighings
- Automatic calibration with external weight (included)

Referencia / Code	55034001	55034002	55034003
Capacidad / Capacity	60 g	120 g	200 g
Sensibilidad / Readability	0.0001 g		
Diámetro plato / Pan diameter	90 mm		
Alimentación / Power	Adaptador CA 220 V AC adapter 220 V		
Dimensiones / Dimensions	195x400x275 mm		

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.

Calibración interna | **Internal calibration**

Marca|**Trademark:Nahita**

- Mueble metálico y plato de pesada de acero inoxidable; pantalla de fácil lectura y teclado resistente a la caída de líquidos
- Burbuja de nivel y patas roscadas para perfecta equilibración de la balanza, lo que asegura medidas fiables
- Urna de cristal con puertas deslizantes para asegurar una absoluta precisión en la pesada
- Tara sustractiva en todo el rango de pesada
- Pesada en gramos (g)
- Posibilidad de realizar pesadas por debajo
- Calibración automática mediante pesa interna

- External metallic structure and stainless steel weighing pan; easy-to-read display and hermetically sealed keyboard to avoid liquids entrance
- Level (bubble) and screwed legs for a perfect balance of the equipment to assure reliable readings.
- Glass windbreak protection with sliding doors to assure the accuracy of measurement
- Weighing in grams (g)
- Subtractive tare in all the weighing range
- Possibility of performing below weighings
- Automatic calibration with internal weight



Referencia / Code	55034060	55034120	55034200
Capacidad / Capacity	60 g	120 g	200 g
Sensibilidad / Readability		0.0001 g	
Diámetro plato / Pan diameter		90 mm	
Alimentación / Power		Adaptador CA 220 V AC adapter 220 V	
Dimensiones / Dimensions		195x400x275 mm	

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.