


Tubos para centrífuga | Test tube for centrifuge

Marca|Trademark: Nahita

Dentro de la oferta de tubos de vidrio de Nahita se encuentran estos dos modelos de tubos para centrífuga que presentan unas paredes más gruesas de lo habitual para resistir la fuerza centrífuga. No graduados y con reborde para un óptimo vertido del contenido, están disponibles en dos formas: fondo redondo (12872160) y fondo cónico (12876160).

Within its offer of glass tubes, Nahita presents these two models of centrifuge tubes with thicker than usual walls to resist centrifugal forces. Non graduated and with rim for an optimum dumping, they are available in two different shapes: round bottom (12872160) and conical bottom (12876160).



Referencia Code	Diámetro Diameter	Longitud Length	Capacidad Capacity	Grosor pared Wall thickness
12872160	16 mm	100 mm	12 mL	1.2 mm
12876160	16 mm	110 mm	12 mL	1.0 mm