

Nahita le ofrece una completa serie de desecadores de vidrio, con o sin posibilidad de acoplamiento a una bomba de vacío, para mantener sus muestras y reactivos libres de humedad en todo momento. Los desecadores presentan brida plana y la porción inferior modelada para sostener la placa de muestras sobre el agente desecante, y se suministran junto con la tapa y el disco de porcelana para muestras. Estos componentes también pueden adquirirse por separado.

Nahita offers a complete series of glass desiccators, with or without connection to vacuum pump, to keep samples and reagents free of moisture. Desiccators present flat flange and the lower portion modeled to hold the porcelain disk over the desiccant agent, and are supplied together with the lid and the porcelain disk. These components are also available individually.

Desecador tapa botón | Desiccators with knob lid

Marca|Trademark: Nahita

Sin posibilidad de acoplamiento a bomba de vacío, la tapa presenta un asidero grande para una fácil manipulación.

Without connection to vacuum pump, the lid presents a big an del for an easy manipulation.



Referencia Code	Capacidad Capacity	Ø Interior Inner Ø	Ø Exterior Outer Ø	Altura Height
10262100	1 l	100 mm	136 mm	180 mm
10262150	2 l	150 mm	210 mm	220 mm
10262200	4 l	200 mm	270 mm	300 mm
10262250	7 l	250 mm	305 mm	360 mm
10262300	14 l	300 mm	365 mm	420 mm

Desecador tapa llave | Desiccators with stopcock lid

Marca|Trademark: Nahita

Tapa con tubuladura y llave de paso para acoplamiento a bomba de vacío. La presión de vacío que pueden soportar estos desecadores es de 6 KPa.

Lid with ground joint and vacuum stopcock. These desiccators can support a vacuum pressure of 6 KPa..



Referencia Code	Capacidad Capacity	Ø Interior Inner Ø	Ø Exterior Outer Ø	Altura Height
10264100	1 l	100 mm	136 mm	180 mm
10264150	2 l	150 mm	210 mm	220 mm
10264200	4 l	200 mm	270 mm	300 mm
10264250	7 l	250 mm	305 mm	360 mm
10264300	14 l	300 mm	365 mm	420 mm

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.

Tapa botón para desecador | [Knob lids for desiccators](#)

Marca|Trademark: Nahita



Referencia Code	Para desecador de For desiccators of
10262910	100 mm
10262915	150 mm
10262920	200 mm
10262925	250 mm
10262930	300 mm

Tapa tubuladora para desecador | [Ground socket lids for desiccators](#)

Marca|Trademark: Nahita



Referencia Code	Para desecador de For desiccators of	Esmerilado Ground
10264910	100 mm	19/28
10264915	150 mm	19/28
10264920	200 mm	24/29
10264925	250 mm	24/29
10264930	300 mm	24/29

Llave esmerilada para desecador | [Ground stopcock for desiccators](#)

Marca|Trademark: Nahita



Referencia Code	Esmerilado Ground
10264001	19/28
10264000	24/29

Llave esmerilada para desecador | [Ground stopcock for desiccators](#)

Marca|Trademark: Nahita



Referencia Code	Diámetro Diameter
20239100	90 mm
20239150	140 mm
20239200	190 mm
20239250	220 mm
20239300	275 mm

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: Manufacturer reserves the right to modify features and photographs of the goods.