

Las cápsulas de evaporación de Nahita son ideales para el secado de sólidos en estufas o directamente a la llama, ya que están fabricadas en porcelana resistente a temperaturas extremas de hasta 1050° C. Disponibles en dos modelos diferentes y en diversas capacidades, presentan el interior esmaltado

Nahita evaporating dishes are ideal for drying solids in stoves or directly to the flame of a Bunsen burner, since they are made of porcelain resistant to extreme temperatures up to 1050° C. They are available in two different models and with several capacities and are glazed inside.

Cápsulas fondo redondo | **Round bottom evaporating dishes**

Marca|Trademark: Nahita

Presentan pico de vertido y el interior y parte del exterior esmaltado.

They present spout and are glazed inside and partially outside.



Referencia Code	Capacidad Capacity	Diámetro Diameter	Altura Height
20206410	15 mL	47 mm	20 mm
20206420	35 mL	60 mm	25 mm
20206490	60 mL	74 mm	30 mm
20206510	100 mL	90 mm	35 mm
20206540	140 mL	100 mm	39 mm
20206570	200 mL	110 mm	44 mm
20206610	300 mL	126 mm	52 mm
20206630	400 mL	150 mm	58 mm
20206680	1000 mL	206 mm	64 mm

Cápsulas fondo plano | **Flat bottom evaporating dishes (casseeroles)**

Marca|Trademark: Nahita

Presentan pico de vertido y mango, y están esmaltadas tanto interior como exteriormente a excepción del borde y la base.

They present spout and handle, and are glazed inside and outside except for rim and outside bottom.



Referencia Code	Capacidad Capacity	Diámetro Diameter	Altura Height	Long. mango Handle length
20209780	30 mL	50 mm	30 mm	30 mm
20209800	70 mL	66 mm	39 mm	40 mm
20209830	150 mL	90 mm	48 mm	55 mm
20209840	200 mL	96 mm	52 mm	55 mm
20209850	250 mL	108 mm	60 mm	50 mm
20209870	500 mL	132 mm	70 mm	65 mm