


## Matraces Erlenmer | Erlenmeyer flasks

Marca|Trademark: Nahita

Los matraces Erlenmeyer son un elemento ampliamente utilizado en laboratorios de química y biología debido a que su forma cónica, de base ancha y cuello estrecho, permite agitar las soluciones continuamente sin riesgo a ser derramadas. Son también ideales para el calentamiento de muestras dado que están fabricados en vidrio borosilicato y además, presentan graduación blanca para conocer el volumen aproximado y amplia superficie de rotulación (excepto el matraz de 25 ml).

Erlenmeyer flasks are widely used in chemistry and biology laboratories owing to their conical shape, with a wide base and narrow neck, which allows shaking solutions continuously without spilling. They are also ideal for heating samples because they are made of borosilicate glass and moreover, they present white graduation to know the approximate volume and a large marking area (except the 25 ml flask).



Referencia Code	Capacidad Capacity	Ø Base Base Ø	Ø Interno boca Ø Mouth inner
10024121	25 ml	42 $\pm$ 1 mm	16 mm $\pm$ 1 mm
10024151	50 ml	51 $\pm$ 1 mm	20 mm $\pm$ 1 mm
10024211	100 ml	64 $\pm$ 1.5 mm	20 mm $\pm$ 1 mm
10024221	250 ml	85 $\pm$ 2 mm	31 mm $\pm$ 1 mm
10024251	500 ml	105 $\pm$ 2 mm	31 mm $\pm$ 1 mm
10024311	1000 ml	131 $\pm$ 3 mm	39 mm $\pm$ 1 mm
10024321	2000 ml	165 $\pm$ 3 mm	46 mm $\pm$ 1 mm
10024331	3000 ml	187 $\pm$ 3 mm	42 mm $\pm$ 1 mm