

Duchas y lavaojos de emergencia | [Shower and eye wash for emergency](#)

Marca|**Trademark:**Nahita

Las duchas y los lavaojos de emergencia son una medida de seguridad necesaria y de gran utilidad en la mayor parte de industrias y laboratorios. Pueden reducir considerablemente el daño causado por salpicaduras a los ojos, la cara y el cuerpo de ácidos, bases, compuestos orgánicos y otros productos tóxicos o corrosivos, y también en caso de incendio. Es el método más sencillo y barato para la descontaminación en caso de accidente.

Para una correcta utilización y conseguir los máximos beneficios hay que seguir unas normas básicas de localización, instalación y señalización.

Showers and eye wash of emergency are a necessary security measure with high utility in most of the companies and laboratories. They can reduce the damage caused by the splashing in the eyes, face and the body with acids, bases, organic compound and other toxic or corrosive components, as well in case of fire. It is the easiest and cheapest way of decontamination in case of accident. For a correct use and to obtain the higher benefit it is necessary to follow some basics rules of localization, installation and signposting.

Lavaojos | [Eyewash](#)

Marca|**Trademark:**Nahita

Lavaojos de tipo pedestal cuya base se ancla al suelo para proporcionar una gran estabilidad. Poseen dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión que bañan tanto los ojos como la cara del accidentado. La válvula es de apertura automática cuando se pulsa la palanca de accionamiento, y permanece abierta hasta ser cerrada manualmente pulsando la palanca en sentido contrario.

The eyewash is in a pedestal which base is fixed in the floor to obtain a big stability. It has two sprays with a big volume of water with low pressure that can bath the eyes and the face in case of accident. The valve has automatic opening when you push the kick starter. It keeps opening till you push the lever in the other direction to close it.



Referencia / Code	Material / Material
64000359	Acero inoxidable / Stainless
64000759	Cubeta de plástico anticorrosivo ABS y tubería de acero recubierto de PVC Anticorrosive plastic tray ABS and pipe with steel cover by PVC.

Duchas lavaojos | Eyewash shower

Marca|Trademark:Nahita

Ducha de emergencia combinada con lavaojos tipo pedestal. Fabricada en acero inoxidable resistente a la corrosión.

La alcachofa de la ducha es de gran diámetro, por lo que ofrece un gran caudal y una cortina circular de agua, mientras que el lavaojos presenta dos rociadores de gran caudal de agua aireada a baja presión que bañan tanto los ojos como la cara del accidentado. El accionamiento de la ducha es mediante tirador rígido y el lavaojos de apertura lateral manual, que funciona mediante simple presión.

Shower to be use in case of emergency that is combined with the eyewash in a pedestal. It is made in stainless resistant to corrosion. The shower head as a big diameter, it gives a big volume of water and a circular water curtain. The eyewash has two sprays with a big volume of water with low pressure that can bath the eyes and the face of the person that has been injured. The shower operation is by a rigid handle and the eye wash has a lateral manual opening that works pressing the lever.



Referencia / Code

64000358

Material / Material

Acero inoxidable 304 / Stainless 304