

Nahita dispone de dos modelos de cristalizadores fabricados en vidrio borosilicato o vidrio normal prensado que presentan forma cilíndrica y son ideales para el secado y cristalización de sólidos gracias a su base ancha y plana que permite una gran superficie de evaporación. Ambos modelos de cristalizadores están disponibles en diversos tamaños para cubrir las necesidades de cada usuario.

Nahita is provided with two models of cylindrical crystallizing dishes made of borosilicate or normal pressed glass that are ideal for drying or crystallizing wet solids thanks to their wide and plane base that allows a large evaporation surface. Both models are available in several sizes to cover all users' necessities.

Cristalizadores en vidrio borosilicato | [Borosilicate glass crystallizing dishes](#)

Marca|Trademark: Nahita

Pueden ser calentados o introducidos en estufas y presentan pico para un fácil y cómodo vertido.

They can be heated and present a spout for an easy pouring.



Referencia Code	Capacidad (aprox.) Capacity (approx.)	Diámetro Diameter	Altura Height
10175100	250 mL	100 mm	50 mm
10175120	500 mL	120 mm	65 mm
10175150	1000 mL	150 mm	75 mm
10175180	1500 mL	180 mm	90 mm

Cristalizadores en vidrio prensado | [Pressed glass crystallizing dishes](#)

Marca|Trademark: Nahita

Presentan un reborde reforzado para evitar roturas.

With reinforced rim to avoid chipping.



Referencia Code	Capacidad (aprox.) Capacity (approx.)	Diámetro Diameter	Altura Height
10184080	150 mL	80 mm	40 mm
10184100	300 mL	100 mm	55 mm
10184120	500 mL	120 mm	60 mm
10184150	1000 mL	150 mm	70 mm
10184190	1500 mL	190 mm	90 mm
10184220	2500 mL	220 mm	105 mm
10184250	4000 mL	250 mm	120 mm
10184300	7000 mL	300 mm	150 mm