

Nahita pone a su disposición esta amplia gama de matraces esféricos con junta esmerilada ideales para la construcción de montajes para llevar a cabo diversas reacciones químicas. Fabricados en vidrio borosilicato presentan una gran resistencia al choque térmico y están disponibles en diversas capacidades para cubrir las necesidades de cualquier usuario.

Nahita offers this wide range of spherical flasks that present a ground socket joint and that are ideal for mounting assemblies for basic chemical reactions. Made of borosilicate glass, they present a high resistance to thermal shock and are available in several capacities to adapt to any user's necessities.

Fondo plano | **Flat bottom**

Marca|**Trademark:** Nahita



Referencia Code	Capacidad Capacity	Ø Base Base	Altura Height	Esmerilado Ground joint
18010150	50 mL	50 mm	105 mm	14/23
18010210	100 mL	65 mm	108 mm	14/23
18010211	100 mL	65 mm	108 mm	29/32
18010212	100 mL	65 mm	108 mm	19/26
18010220	250 mL	85 mm	140 mm	29/32
18010250	500 mL	105 mm	180 mm	29/32
18010310	1000 mL	135 mm	210 mm	29/32

Fondo redondo | **Round bottom**

Marca|**Trademark:** Nahita



Referencia Code	Capacidad Capacity	Ø Base Base Ø	Altura Height	Esmerilado Ground joint
18015110	10 mL	35 mm	65 mm	14/23
18015150	50 mL	50 mm	105 mm	14/23
18015210	100 mL	65 mm	108 mm	14/23
18015211	100 mL	65 mm	108 mm	29/32
18015220	250 mL	85 mm	140 mm	29/32
18015250	500 mL	105 mm	180 mm	29/32
18015310	1000 mL	135 mm	210 mm	29/32