

## Embudos de borosilicato | Borosilicate funnels

Marca|Trademark: Nahita

Nahita le ofrece esta serie de embudos lisos de rama corta ideales para el trasvase de líquidos a frascos de boca estrecha o para la filtración de todo tipo de soluciones. Los embudos, fabricados en vidrio borosilicato presentan una gran resistencia a la acción de ácidos y bases y al choque térmico.

Nahita offers this series of short stem funnels which are ideal for transferring liquids into narrow neck flasks or for filtering any type of solution. These funnels are made of borosilicate glass and are highly resistant to acids or alkalis and thermal shock.



Referencia Code	Capacidad Capacity	Ø Embudo Funnel Ø	Ø Rama Stem Ø	Altura Height	Ø filtro Filter Ø
12350040	50 mL	45 mm	6 mm	80 mm	50-60 mm
12350060	60 mL	60 mm	8 mm	110 mm	110-125 mm
12350070	100 mL	75 mm	9 mm	140 mm	125-150 mm
12350090	150 mL	90 mm	10 mm	170 mm	150-185 mm