

## Cubetas de incineración | Ignition dishes

Marca|Trademark: Nahita

Nahita dispone de un conjunto de cubetas de incineración fabricadas en porcelana y con forma rectangular, que resultan ideales para la determinación del contenido de cenizas de cualquier tipo de sustancia. Esmaltadas tanto interior como exteriormente a excepción de la base y el borde, pueden soportar temperaturas de hasta 1050° C.

Nahita is provided with a group of ignition dishes made of porcelain and with rectangular shape that are ideal for determining the ash content of any type of substance. They are glazed inside and outside except for rim and bottom and can withstand temperatures up to 1050° C.



Referencia Code	Largo Length	Ancho Width	Altura Height
20217120	50 mm	28 mm	15 mm
20217140	75 mm	35 mm	15 mm
20217160	80 mm	40 mm	18 mm
20217180	120 mm	65 mm	18 mm