

Los viales de inyección Nahita son frascos de vidrio aptos para almacenar antibióticos en polvo, recomendados específicamente para cefalosporinas entre otros, y cuya preparación posterior requiere del disolvente necesario y de una homogeneización adecuada del preparado antes de su uso.






Nahita injection vials are glass bottles suitable for storing powdered antibiotics, specifically recommended for cephalosporins among others, which preparation requires of a solvent and a proper homogenization before use.

- 1 | Disponibles en vidrio transparente y vidrio topacio
- 2 | Cumplen las especificaciones de la Farmacopea Europea y de Estados Unidos
- 3 | Sistema de control de calidad del producto garantizado con análisis físicos y químicos: verificación de las características dimensionales, resistencia al choque térmico, resistencia hidrolítica y resistencia a la presión
- 4 | Fabricados en vidrio sodocálcico tipo II,III

- 1 | Available in transparent and amber glass
- 2 | Complies with European Pharmacopoeia and United States specifications.
- 3 | Product control system quality guaranteed with physical and chemical analysis: verification of the dimensional, thermal shock resistance, hydrolytic resistance and pressure resistance.
- 4 | Made in soda glass type II,III.






Vidrio topacio / Amber glass




Referencia Code					
12041108	8 mL	10 mL	46.8 mm	23.0 mm	16.0 g
12041110	10 mL	15 mL	53.5 mm	25.4 mm	21.0 g
12041120	20 mL	26 mL	58.0 mm	32.0 mm	29.0 g
12041130	30 mL	38 mL	62.8 mm	36.0 mm	35.0 g
12041150	50 mL	60 mL	73.0 mm	42.5 mm	50.0 g
12041210	100 mL	119 mL	94.5 mm	51.6 mm	89.0 g

Vidrio transparente / Transparent glass



Referencia Code					
12040107	7	9	40.8	22.1	13.0
12070108	8	10	46.8	23.0	16.0
12040110	10	15	53.5	25.4	21.0
12040115	15	17	58.8	26.5	24.0
12040120	20	26	58.0	32.0	29.0
12040130	30	38	62.8	36.0	35.0
12040150	50	60	73.0	42.5	50.0
12040210	100	119	94.5	51.6	89.0

Dimensiones de la rosca / Thread dimensions



TAPONES PARA VIALES DE INYECCIÓN / STOPPERS FOR INJECTION VIALS



Referencia Code	Descripción Description
12040008	Cierre goma / Rubber closure
12040009	Tapa de aluminio / Aluminium cap