

Los frascos de laboratorio Simax fabricados en vidrio borosilicato transparente o topacio, están adaptados a la norma ISO 4796, presentan graduación con superficie de rotulación en blanco y disponen de rosca DIN GL45.

El anillo de vertido antigoteo y el tapón están disponibles en PP azul (resistente a $T \leq 140^\circ \text{C}$) o en PBT rojo (resistente a $T \leq 200^\circ \text{C}$), lo que hace de estos frascos un elemento excelente para la esterilización de soluciones en autoclave.

Además, la superficie de apoyo con relieve proporciona una gran estabilidad y resistencia a arañazos aumentando la durabilidad de los frascos.

Les flacons de laboratoire Simax sont fabriqués en verre borosilicaté transparent ou ambré, toujours sous la normative ISO 4796, avec graduation et surface d'écriture blanche pourvus de filetage DIN GL45.

Le bague anti-gouttes et bouchon sont disponibles en PP bleu (résistant à $T \leq 140^\circ \text{C}$) ou en PBT rouge (résistant à $T \leq 200^\circ \text{C}$), ce qui permet la stérilisation des solutions dans l'autoclave. D'autre, le relief de la base leur donne une grande stabilité et résistance face à des égratignures, ce qui permet d'élargir la durabilité des flacons.

Vidrio transparente tapón y anillo de vertido azul (PP) | Verre transparent, bouchon et bague anti-goutte bleu (PP)



Referencia	Capacidad	Base Ø	Altura
Référence	Volume	Ø Base	Hauter
12112210	100 mL	56 mm	105 mm
12112220	250 mL	70 mm	143 mm
12112250	500 mL	86 mm	182 mm
12112310	1000 mL	101 mm	203 mm
12112320	2000 mL	136 mm	260 mm
12112350	5000 mL	186 mm	355 mm
12112410	10000 mL	234 mm	435 mm
12112420	20000 mL	288 mm	505 mm

Vidrio transparente tapón y anillo de vertido rojo (PBT) | Verre transparent, bouchon et bague anti-goutte rouge (PBT)



Referencia	Capacidad	Base Ø	Altura
Référence	Volume	Ø Base	Hauter
12111210	100 mL	56 mm	105 mm
12111220	250 mL	70 mm	143 mm
12111250	500 mL	86 mm	182 mm
12111310	1000 mL	101 mm	203 mm

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et photographies des produits.

Vidrio transparente sin tapón ni anillo de vertido | Verre transparent, sans bouchon ni bague anti-goutte

Referencia	Capacidad	Base Ø	Altura
Référence	Volume	Ø Base	Hauter
12110210	100 mL	56 mm	105 mm
12110220	250 mL	70 mm	143 mm
12110250	500 mL	86 mm	182 mm
12110310	1000 mL	101 mm	203 mm
12110320	2000 mL	136 mm	260 mm

Vidrio topacio tapón y anillo de vertido azul | Verre ambré, bouchon et bague anti-goutte bleu



Referencia	Capacidad	Base Ø	Altura
Référence	Volume	Ø Base	Hauter
12112211	100 mL	56 mm	105 mm
12112221	250 mL	70 mm	143 mm
12112251	500 mL	86 mm	182 mm
12112311	1000 mL	101 mm	203 mm
12112321	2000 mL	136 mm	260 mm
12112351	5000 mL	186 mm	355 mm
12112411	10000 mL	234 mm	435 mm

Accesorios | Accessories



Referencia	Descripción
Référence	Description
12112901	Tapón PP azul / Bouchon PP bleu
12112900	Anillo vertido PP azul / Bague PP bleu
12111901	Tapón PBT rojo / Bouchon PP rouge
12111900	Anillo vertido PBT rojo / Bague PP rouge

*Nota: el fabricante se reserva el derecho de modificar las características y fotografías de los productos.

*Note: le fabricant se réserve le droit de modifier les caractéristiques et photographies des produits.