



**mini centrífuga
veterinaria
FUGEVET**

mini centrífuga veterinaria; FUGEVET

mini centrífuga de veterinaria: **FUGEVET**

La mini centrífuga Fugevet está especialmente indicada para el sector veterinario ya que a los rotores angular y de tiras comúnmente utilizados en este tipo de mini centrífugas, se añade un rotor para tubos micro-hematocrito, apto para la determinación del hematocrito en sangre animal.

Su diseño ligero y compacto hace que su uso sea suave y silencioso incluso a altas velocidades. Su sistema de seguridad eléctrica en tapa detiene el rotor inmediatamente ante una apertura accidental o involuntaria de la misma.



centrífuga FUGEVET: características del equipo



- [1] Rotor para 12 tubos micro-hematocrito
- [2] 1 rotor angular con capacidad para 6 micro-tubos de 1.5/2.0 mL con adaptadores incluidos para micro-tubos de 0.5 mL y 0.2 mL
- [3] 1 rotor angular con capacidad para 4 criotubos de 5 mL con adaptador incluido para criotubos de 1.3 mL
- [4] Rotor de tiras para micro-tubos de 0.2 mL
- [5] Ligera, muy silenciosa y estable, dispone de patas de ventosa
- [6] Con tapa transparente para visualizar en todo momento el estado del rotor
- [7] Fuente conmutada 100-240V

[1] Rotor para 12 tubos micro-hematocrito



[4] Rotor de tiras para micro-tubos de 0.2 mL



mini centrífuga veterinaria; FUGEVET

centrífuga FUGEVET: partes del equipo



centrífuga FUGEVET: trasera



Detalle de la toma de corriente



centrífuga FUGEVET: especificaciones técnicas

Referencia	52507050
Rango de velocidad	1000-12000 rpm (De 1000 en 1000 rpm)
Cabezales	Cabezal para 12 tubos micro-hematocrito Cabezal para 6 microtubos: 6 x 1.5mL, 6 x 0.2mL*, 6 x 0.5mL* Cabezal para 4 criotubos: 4 x 5 mL, 4 x 1.3 mL* Cabezal de tiras (8x0,2 mL)
Alimentación	100-240 V AC 50-60Hz
Dimensiones aprox.	175 x 145 x 130 mm
Peso aprox.	1 Kg

*Con adaptadores suministrados

AUXILAB, S.L.

Polígono Morea Norte Calle D Nº 6
31191 Beriain - Navarra - España
T: +34 948 310 513
comercial@auxilab.es
www.auxilab.es

ROGO-SAMPAIC

23 Rue Ampère, ZI de Vilemilan
91325 Wissous - Paris - France
T: +33 1 69 53 67 67
rogosampaic@rogosampaic.com
www.rogosampaic.com



AUXILAB S.L.
Material de laboratorio
Laboratory supplies