

Tubo Nessler | [Nessler tube](#)Marca|[Trademark](#): Nahita

Nahita le ofrece este modelo de tubo Nessler utilizado para la determinación del color de soluciones por comparación con patrones estándar o mediante un colorímetro. El tubo presenta fondo plano que transmite la luz sin distorsiones y dos marcas de aforo a 50 y 100 ml, calibradas a 20° C.

Nahita offers this model of Nessler tube used for colour determination of solutions by comparing with standard solutions or by the use of a colorimeter. The flat bottom transmits undistorted light and the tube also presents two marks at 50 and 100 ml, calibrated at 20° C.



Referencia	Diámetro	Longitud
Code	Diameter	Length
12841210	27 mm	210 mm