

Espátula de porcelana | [Porcelainware spatula](#)Marca|**Trademark:** Nahita

Nahita le ofrece esta práctica espátula fabricada en porcelana y de gran resistencia a la acción de ácidos y bases. Uno de los extremos presenta forma de cuchara y el otro extremo forma plana, ambos adecuados para el trasvase de productos químicos en forma sólida de un recipiente a otro. La espátula está esmaltada para asegurar un óptimo trasvase sin dejar restos y para facilitar su limpieza.

Nahita offers this practical spatula made of porcelain and highly resistant to acid and base action. One of the ends presents a spoon shape and the other is flat-shaped, both of them ideal for transferring solid chemical products from one recipient to another. The spatula is glazed to assure and optimum transfer without remains and to make cleaning easier.



Referencia Code	Longitud Length	Modelo Model	Ancho parte plana Flat part width	Ancho Width
20250010	120 mm	Cuchara-plana	19 mm	7 mm