

Nahita le ofrece una amplia gama de frascos multiusos de muy diversas capacidades y de gran utilidad para almacenar soluciones de cualquier tipo. Todos los frascos están disponibles en vidrio transparente (blanco) o vidrio topacio (para aquellas soluciones o reactivos fotosensibles).

Nahita offers a wide range of multipurpose bottles of different capacities and ideal for storing any type of solution. All bottles are available in transparent (white) glass or amber glass (for those photosensitive solutions or reagents).

### Frascos de boca ancha | Wide neck bottles

Marca|Trademark: Nahita

Presentan esmerilado normalizado y tapón de polietileno.

With standard ground joint and polyethylene stopper.



Referencia Code	Capacidad Capacity	Ø Base Base Ø	Altura Height
1202621x	100 mL	54 mm	95 mm
1202622x	250 mL	74 mm	125 mm
1202625x	500 mL	88 mm	165 mm
1202631x	1000 mL	112 mm	200 mm

Para frascos color blanco X=0 Para frascos color topacio X=1  
For white colour bottles X=0 For amber colour bottles X=1

### Frascos de boca estrecha | Narrow neck bottles

Marca|Trademark: Nahita

Presentan esmerilado normalizado y tapón de polietileno.

With standard ground joint and polyethylene stopper.



Referencia Code	Capacidad Capacity	Ø Base Base Ø	Altura Height
12022211	100 mL	54 mm	95 mm
12022221	250 mL	74 mm	125 mm
12022251	500 mL	88 mm	165 mm
12022311	1000 mL	112 mm	200 mm

Para frascos color blanco X=0 Para frascos color topacio X=1  
For white colour bottles X=0 For amber colour bottles X=1