

Nuevo agitador vórtex RSLAB-6 cuenta con un diseño compacto y reducidas dimensiones, ideal para agitar pequeñas muestras.

- 1 | Funcionamiento por presión sobre el cabezal
- 2 | Velocidad fija 3000 rpm
- 3 | Diseño compacto y robusto
- 4 | Rueda excéntrica de bolas

The new vortex mixer RSLAB-6 is designed with a small compact shape and ultra shock mount. For mixing small test samples.

- 1 | Touch operation
- 2 | Fixed speed at 3000 rpm
- 3 | Small compact shape, ultra shock mount
- 4 | Eccentric bearing design



Referencia / Code	50681003
Modelo / Model	RSLAB-6
Velocidad fija / Fixed speed	3000 rpm
Diámetro / Orbital diamete	4.8 mm
Tipo de funcionamiento / Run type	Discontinuo, por presión / Touch operation
Dimensiones (LxWxH) / Dimensions (LxWxH)	134x134x70.5 mm
Peso / Weight	0,8 Kg
Consumo / Power	0W
Tipo de protección* / Protection class*	IP21

*acc. DIN EN60529